

CMUB.		Procédure Médecins	
N° de version: 01	Date d'application: 09/2007	Réf.: CMUB-023	Pagination : 8 de 8

Nécessite une IOT et VC

- Induction en séquence rapide:  
Thiopental 5 mg/kg IVD+ Célocurine® 0.5 mg/kg IVD (Ampoule de 100 mg)

- Dose d'entretien : PSE : 3 mg/kg/h
- Modalités d'utilisation de Thiopental :

Poids (kg)	Dose d'induction (500 mg dans 20 ml de NaCl à 9 ‰)		Dose d'entretien au PSE 1000 mg dans 40 ml de NaCl à 9 ‰	
	dose (mg)	dilution (ml)		
100	500	20	300 mg/h	12 ml/h
95	475	19	285 mg/h	11.4 ml/h
90	450	18	270 mg/h	10.8 ml/h
85	425	17	255 mg/h	10.6 ml/h
80	400	16	240 mg/h	9.6 ml/h
75	375	15	225 mg / h	9 ml/h
70	350	14	210 mg /h	8.4 ml /h
65	325	13	195 mg/h	7.8 ml/h
60	300	12	180 mg /h	7.2 ml/h
55	275	11	165 mg/h	6.6 ml/h
50	250	10	150 mg/h	6 ml/h
45	225	9	135 mg/h	5.4 ml/h

- En cas d'hypotension après induction et/ou pendant la prise en charge :  
Cristalloïdes +/- expansion volémique par HEA (Voluven ®)  
Si persistance ou aggravation : vasoconstricteur pour obtenir une PAM de 90 mmHg :  
Ephédrine dose titrée  
Noradrénaline PSE